

## **Erweiterungen in MEDLOG Version 1.0.22**

- Nihon Kohden GatewayServer: Zuordnung der Parameter über die Patient ID PERPATPID (ungetestet),
- Merlin CMS: Problem behoben, dass zum Absturz von anderen, zeitgleich auf einem Server betriebenen, Gerätetreibern führte,
- Schnittstelle zw. JAVA und FTDI unterstützt jetzt TimeOut Control,
- winusb.dll ersetzt mit jrs232usb.dll, verbesserte Kommunikation von HardwareFlow gesteuerten Gerätetreibern,
- HCU30: Änderung der Komma- und Punktstelle für den Parameter HAMBLUTAT,
- Gambro AK Serie: Gerätetreiber komplett überarbeitet und Parameterliste ergänzt,
- Ausfallkonzept (Watchdog),

## **Neue Gerätetreiber für:**

- Quest Medical (ungetestet),
- Seca Waagen,
- Nova Biomedical pHox,
- Sysmex K1000,
- Sysmex KX21N,